

Tele2Fipho

ワイヤレス 2ch ファイバーフォトメトリー



2 色にする？
それとも
2 カ所？



Tele2Fipho（テレツーファイフォ）は当社の人気商品 TeleFipho（テレファイフォ）を 2 チャンネル化したものです。受信器とソフトウェアは 2ch フォトメトリデータの記録に対応しており、GFP-like と RFP-like の「2 色」を 1 カ所から記録するか、またはカニューラを 2 つ埋め込んで「2 カ所」記録するかはヘッドステージによって決まります。前者は行動中のマウスの脳内から GRAB-DA によるドパミンと R-GECO によるカルシウムの同時測定、後者は両側 2 カ所あるいは関連する脳部位 2 カ所を同時に GCaMP カルシウム測定するなど、実験の幅が格段に広がります。



ワイヤレス

2 色ヘッドステージ

or

2 カ所ヘッドステージ



テレツーファイフォ受信器

Tele2Fipho ソフトウェア



○ Tele2Fipho-set コンプリートセット 内訳*

- 1x Tele2FiT-2C テレツーファイフォ 2 色ヘッドステージ
- 1x Tele2FiT-2P テレツーファイフォ 2 カ所ヘッドステージ
- 1x Tele2FiR テレツーファイフォ受信器 (Tele2Fiphoソフトウェアインストール付)
- 1x TeleFiCharger テレファイフォチャージャー
- 3x TeleFiC-I-d テレファイフォカニューラ
- 1x TeleFiTool 埋め込みツール
- 1x TeleFiDummy ダミーヘッドステージ

* 末尾に -2C は 2 色ヘッドステージのみ、
-2P は 2 カ所ヘッドステージのみを含んだセットです。

型式	品名
Tele2Fipho-set	テレツーファイフォ、コンプリートセット
Tele2Fipho-set-2C	テレツーファイフォ、2 色セット
Tele2Fipho-set-2P	テレツーファイフォ、2 カ所セット
Tele2FiT-2C	テレツーファイフォ 2 色ヘッドステージ
Tele2FiT-2P	テレツーファイフォ 2 カ所ヘッドステージ
Tele2FiR	テレツーファイフォ受信器
TeleFiC-I-d	テレファイフォカニューラ
TeleFiCharger	テレファイフォチャージャー



バイオリサーチセンター株式会社

本社/〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F
東京/〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F
大阪/〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F
福岡/〒813-0034 福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F
仙台/〒984-0015 仙台市若林区御町 5-2-10 御町斎喜ビル 208

www.brck.co.jp

mail: sales@brck.co.jp

TEL: 052-932-6421 FAX: 052-932-6755
TEL: 03-3861-7021 FAX: 03-3861-7022
TEL: 06-6305-2130 FAX: 06-6305-2132
TEL: 092-626-7211 FAX: 092-626-7315
TEL: 022-290-9352 FAX: 022-290-9353